

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0026_CARROZZINA ACTIVE TOP

NOME PRODOTTO CARROZZINA ACTIVE TOP

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con doppia crociera.

- telaio in alluminio verniciato azzurro
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- rivestimento in nylon lavabile
- schienale regolabile in altezza, reclinabile da 80° a 110°, tensionabile, imbottito e rinforzato
- seduta regolabile in altezza e profondità
- sedile tensionabile dotato di cuscino in gomma piuma
- ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- regolazione del baricentro
- appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- manopole per l'accompagnatore regolabili in altezza
- ruote posteriori da 24"
- ruote anteriori da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15370016/LE	CARROZZINA ACTIVE TOP 16" / 40 cm - azzurra BD/RDM: 1526544 CND: Y122106
15370017/LE	CARROZZINA ACTIVE TOP 17" / 43 cm - azzurra BD/RDM: 1526554 CND: Y122106
15370018/LE	CARROZZINA ACTIVE TOP 18" / 46 cm - azzurra BD/RDM: 1522274 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore AZZURRO

Dimensioni

Larghezza Seduta: 40/43/46 cm
Ingombro Massimo: +21 cm
Ingombro da Chiusa: 32 cm
Ingombro Senza Ruote: +19 cm
Profondità Seduta: 43 cm - 48 cm
Profondità Totale: 101 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 115 cm (regolazione seduta e pedane max)
Profondità Senza Pedane: 80 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 85 cm (regolazione schienale max)
Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 50 cm
Altezza Schienale: 43 cm - 48 cm
Reclinazione Schienale: 80° - 110 °
Altezza Posteriore Seduta: 40 cm - 52 cm
Altezza Anteriore Seduta: 46 cm - 51 cm
Altezza Bracciolo: 23 cm - 29 cm
Distanza Schienale-Bracciolo: 1 cm - 10 cm
Altezza Tot: 82 cm - 101 cm

Peso 16 kg

Portata massima 130 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio