

mediland srl

sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 F +39 02 93585618

sede legale:  
via Freguglia, 2  
20122 Milano



## ROLLATOR ATHLON SL

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** Rehasense Sp. Z o.o Ul.  
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow  
Trybunalski. Polska

**DISTRIBUTORE:** MEDILAND srl, Viale delle  
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** Rollator Athlon SL



**CODICE ISO:** 12.06.09.003

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -** CRBKL600 Nr: 2524026/R -  
CRWRL600 Nr: 2524027/R- CRWHL600 2524029/R - CRSGL600 Nr: 2524030/R - CRBKM550 Nr:  
2524033/R - CRWRM550 Nr: - CRBKS500 Nr: 2524035/R

**CND:** Y122109

#### CODICE PRODOTTO:

CRBKL600	ROLLATOR ATHLON, NERO ,LARGE ALTEZZA SEDILE 62 CM
CRWRL600	ROLLATOR ATHLON, ROSSO, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM
CRWHL600	ROLLATOR ATHLON, BIANCO, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM
CRSGL600	ROLLATOR ATHLON, GRIGIO, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM
CRBKM550	ROLLATOR ATHLON, NERO, MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 CM
CRWRM550	ROLLATOR ATHLON, ROSSO, MEDIUM ALTEZZA SEDILE 55 CM
CRBKS500	ROLLATOR ATHLON, NERO, SMALL, ALTEZZA SEDILE 50 CM

#### DESCRIZIONE

Il rollator ATHLON SL combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente.

Disponibile in tre taglie.

L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.



mediland srl

sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 F +39 02 93585618

sede legale:  
via Freguglia, 2  
20122 Milano



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Struttura in fibra di carbonio, telaio pieghevole.
- Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi.
- Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla
- Freni di marcia e posizione a leva chiusa
- Ruote 200x35 cm antiforatura con gommatura morbida
- Portata massima 150 Kg
- Maniglia per il trasporto ergonomica che permette il perfetto bilanciamento dei pesi
- Clip di sicurezza che permette la chiusura e apertura sicura dell'ausilio
- Borsa removibile con portata 5 kg

### OPTIONAL:

- Campanello
- Luci di posizione
- Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta)
- Seduta imbottita
- Freno azionabile con una mano sola (destra o sinistra)
- Su richiesta ulteriori colori del telaio (Bianco e Rosso)
- Borsa per il trasporto

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	5.2 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	23 cm	60 cm	47 cm	63-102 cm
Medium	5.1 kg		55 cm					
Small	5.0 kg		50 cm					

### CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



REV 01\_2024

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127

