

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0034_CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT

NOME PRODOTTO CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina leggera da transito.

- telaio pieghevole stabilizzante in alluminio verniciato.
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo.
- occhiello per facilitare l'alzata del paziente.
- appoggiagambe ribaltabili e estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana.
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza.
- rivestimento in nylon lavabile.
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida.
- ruote per passaggi stretti di serie.
- telo seduta completo di copertura viti.
- ruote posteriori da 12"
- ruote anteriori da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15531016	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT 16"/ 40 cm BD/RDM: 1667683 CND: Y122103
15531017	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT 17"/ 43 cm BD/RDM: 1667704 CND: Y122103
15531018	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT 18"/ 46 cm BD/RDM: 1667713 CND: Y122103
15531020	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT LIGHT 20"/ 50 cm BD/RDM: 1667740 CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore VERDE

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +18 cm
Ingombro da Chiusa: 28 cm
Ingombro Senza Ruote: +17 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 100 cm - 105 cm
Profondità Senza Pedane: 78 cm
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 48 cm
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm
Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm
Distanza Schienale-Bracciolo: 3 cm - 12 cm
Altezza Tot: 88 cm

Peso 15 KG

Portata massima 130 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15992003 - Ruote posteriori da 24" autospinta
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 151090XX - Sedile WC
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio