

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0018_CARROZZINA RECLINING TRANSIT

NOME PRODOTTO CARROZZINA RECLINING TRANSIT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile e prolungabile con poggiatesta di serie.

- telaio pieghevole in acciaio verniciato
- schienale reclinabile da 0° a 30°.
- braccioli estraibili.
- ruotine antiribaltamento
- appoggiatesta estraibili con rotazione antero - posteriore, elevabili e regolabili in altezza.
- rivestimento in Nylon lavabile.
- ruota posteriore da 24"
- ruota anteriore da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15301016	CARROZZINA RECLINING TRANSIT 16"/ 40 cm BD/RDM: 1177030 CND: Y122103
15301017	CARROZZINA RECLINING TRANSIT 17"/ 43 cm BD/RDM: 1177038 CND: Y122103
15301018	CARROZZINA RECLINING TRANSIT 18"/ 46 cm BD/RDM: 1177047 CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BORDEAUX

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43/46 cm
Ingombro Massimo: + 15 cm
Ingombro da Chiusa: 32 cm
Profondità Seduta: 43 cm
Profondità Totale: 122 cm - 131 cm (173 cm con Basc. e Recl. max, pedane estese e poggiatesta)
Profondità Senza Pedane: 90 cm - 128 cm (con Basc. e Recl. max + poggiatesta)
Distanza Seduta-Pedana: 45 cm - 60 cm
Altezza Schienale: 58 cm/82 cm (Con Poggiatesta)
Reclinazione: 30°
Altezza Posteriore Seduta: 46 cm
Altezza Anteriore Seduta: 43 cm - 48 cm
Altezza Bracciolo: 23 cm
Altezza Tot: 102 cm/126 (Con Poggiatesta)

Peso 23,5 Kg

Portata massima 120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale e corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio