

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0005_CARROZZINA WINNER TWO

NOME PRODOTTO CARROZZINA WINNER TWO

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina standard ad autospinta.
- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio
- braccioli ribaltabili
- appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- rivestimento in Nylon lavabile
- ruota posteriore da 24"
- ruota anteriore da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15100016	CARROZZINA WINNER TWO 16"/ 40 cm BD/RDM: 420672 CND: Y122106
15100017	CARROZZINA WINNER TWO 17"/ 43 cm BD/RDM: 420672 CND: Y122106
15100018	CARROZZINA WINNER TWO 18"/ 46 cm BD/RDM: 420672 CND: Y122106
15100020	CARROZZINA WINNER TWO 20"/ 50 cm BD/RDM: 420672 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +17 cm
Ingombro da Chiusa: 28 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 105 cm - 112 cm
Profondità Senza Pedane: 79 cm
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 50 cm
Altezza Anteriore Seduta: 52 cm
Altezza Bracciolo: 20 cm
Altezza Tot: 91 cm

Peso 17,5 Kg

Portata massima 120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile
Cod. 15991018 - Braccioli lunghi -coppia-
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 151090xx - Sedile WC
Cod. 15991000 - Tavolino per carrozzina
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio