

CR505 | **Rampa fissa portatile pieghevole a valigia**
Destinazione d'uso

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo, pieghevole a valigia con maniglia per il trasporto. Cerniere in acciaio inox

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30040
Codice di classificazione CND	Y183015
Repertorio dei Dispositivi Medici	2121003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.30.15.006

CARATTERISTICHE

Peso Max sopportabile	272 kg
Materiale	Alluminio

PESO E DIMENSIONI

Profondità	73 Cm
-------------------	-------

VARIANTI

CR505-1		CR505-3		CR505-3	
Lunghezza aperta	152 Cm	Lunghezza aperta	183 Cm	Lunghezza aperta	213 Cm
Lunghezza chiusa	77 Cm	Lunghezza chiusa	91,5 Cm	Lunghezza chiusa	73 Cm
Peso	13,6 Kg	Peso	16 Kg	Peso	19,5 Kg