

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0003_CARROZZINA EXCEL PLUS

NOME PRODOTTO	CARROZZINA EXCEL PLUS
----------------------	-----------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Carrozzina standard ad autospinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - telaio pieghevole stabilizzante in acciaio - braccioli estraibili e ribaltabili - appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile - rivestimento in nylon lavabile - ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida - ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza - ruota posteriore da 24" - ruota anteriore da 8"
--	---

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15200014	CARROZZINA EXCEL PLUS 14"/ 38 cm - Blu BD/RDM: 420676 CND: Y122106
15200016	CARROZZINA EXCEL PLUS 16"/ 40 cm - Blu BD/RDM: 420676 CND: Y122106
15200017	CARROZZINA EXCEL PLUS 17"/ 43 cm - Blu BD/RDM: 420676 CND: Y122106
15200018	CARROZZINA EXCEL PLUS 18"/ 46 cm - Blu BD/RDM: 420676 CND: Y122106
15200020	CARROZZINA EXCEL PLUS 20"/ 50 cm - Blu BD/RDM: 420676 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza Seduta: 38/40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +18 cm
Ingombro da Chiusa: 28 cm
Ingombro Senza Ruote: +17 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 103 cm - 112 cm
Profondità Senza Pedane: 78 cm
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm - 48 cm
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm
Altezza Bracciolo: 20 cm
Altezza Tot: 84 cm - 89 cm

Peso 17,5 Kg

Portata massima 120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15992019 - Ruote posteriori da 12" transito
Cod. 15992058 - Ruotine antiribaltamento
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-
Cod. 15992008 - Braccioli imbottiti regolabili in altezza -coppia-
Cod. 15992017 - Ruote ascensore -coppia-
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 151090XX - Sedile WC
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio