

- Regolazione in altezza e lunghezza dei braccioli
- Regolazione della profondità del sedile
- Regolazione delle pedane in larghezza
- Possibilità di regolazione dell'altezza della sedia senza cambiare le ruote

Inovys II E

lusso confortevole

Maniglie di spinta regolabili in altezza

Appoggiatesta con varie regolazioni.

Cuscini del sedile e dello schienale preformati.

Telecomando per le regolazioni elettriche

Braccioli regolabili in altezza ed estraibili. Sedile regolabile in profondità

Posizionamento individuale grazie all'inclinazione elettrica

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza

Sedile regolabile in altezza











Regolazione del basculamento sedile con regolazione elettrica

Regolazione del piatto pedana in angolazione










Mobilità illimitata

Dati tecnici Inovys II E

|  larghezza totale |  larghezza sedile |  larghezza da piegata |  angolo sedile |  angolo schienale |  altezza bracciolo |  altezza sedile |  altezza totale |  lunghezza totale |  profondità sedila |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| 630 | 390-440 | - | 0°-21° | 0°-54° | 220-320 | 530 | 1060 | 1010-1050 | 460-520 |
| 680 | 440-490 | - | 0°-21° | 0°-54° | 220-320 | 460/495/530 | 1060 | 1010-1050 | 460-520 |
| 730 | 500-540 | - | 0°-21° | 0°-54° | 220-320 | 460/495/530 | 1060 | 1010-1050 | 460-520 |

Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible

|  altezza schienale |  stabilità statica in salita |  ruote direzionali |  ruote posteriori |  peso |  portata massima |  |
|---|---|---|--|--|---|---|
| 550-585 | 15° | 200 | 16" - 24" | 36 | 135 | |
| 550-585 | 15° | 200 | 16" - 24" | 36 | 135 | |
| 550-585 | 15° | 200 | 16" - 24" | 36 | 135 | |

Misura indicata con ruote da 24" / 200x50. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).



Sacca con caricabatterie



Telecomando elettrico

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale dell'industrie 5
20020 Arese MI
Italia
Tel.: (0039) 02997707
Fax: (0039) 0293585617

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

