

CUSCINO KOMET “1” AIR

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20044 ARESE

DESCRIZIONE: Cuscino a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio

CODICE ISO: 04.33.03.015 (EX 03.33.03.015)

CODICE CND : Y033303

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 2266657**



MATERIALE: PVC Medicaie atossico

DESCRIZIONE:

Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie e per situazioni di prolungata immobilità, per la prevenzione di insorgenze di ulcerazioni cutanee.

Il cuscino distribuisce in modo ottimale le pressioni di appoggio, limita le forze di compressione, l'attrito sulla pelle, riducendo il rischio di lesioni da decubito.

Cuscino a bolle d'aria a micro intercambio, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti.

Realizzato in PVC medicaie, consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo.

Il cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito.

Il cuscino è dotato di una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico (cotone jersey), base antiscivolo, ignifugo, asportabile, lavabile in lavatrice a 40°.

Realizzato in PVC medicaie non permeabile all'aria, facilmente lavabile in acqua tiepida e con detersivi non aggressivi, assicura il mantenimento di una pressione costante, uno scarico ottimale al cavo popliteo ed impedisce il fenomeno del "bottom out".

Composto da bolle d'aria (celle) favorisce il passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo, composto da canali di collegamento tra le bolle d'aria (celle) consente e facilita il micro-intercambio, offrendo una distribuzione uniforme della pressione, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento.

DOTAZIONE:

- Fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey (bielastico), base antiscivolo
- Pompa di gonfiaggio
- Kit di riparazione

FORNIBILE

- H cm 6 LOW PRIFILE
- H cm10 HIGHT PROFILE
- Portata massima **Kg 180**

LAVAGGIO/SANIFICAZIONE

Cuscino: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore.

Fodera: lavare in acqua tiepida, con detergente neutro. Non esporre il prodotto ai raggi solari o in vicinanza di fonti di calore. Non torcere

DIMENSIONI

Altezza cm 6	Larghezza	Profondità
Cod. 855310	36	36
Cod.	36	40
Cod. 855311	40	40
Cod. 855312	46	40
Cod.	46	46
Cod. 855314	50	46
Cod. 855365	55,5	51

Altezza cm 10	Larghezza	Profondità
Cod. 855316	36	36
Cod.	36	40
Cod. 855317	40	40
Cod. 855318	46	40
Cod.	46	46
Cod. 855319	50	46
Cod. 855366	55,5	51

Peso da 1,35 kg a 2,39 kg

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: UNI EN 12182:2012

