

|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 01.12.2020 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

|        |   |
|--------|---|
| LAD481 | Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PIUMA UP 4 – Materasso 20 Cm |
|--------|---|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

**Caratteristiche principali**

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ONCELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Fabbricante</b>                         | MORETTI SPA  |
| <b>Paese di produzione</b>                 | CINA         |
| <b>Classe di dispositivo</b>               | Classe I     |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>      | 35689        |
| <b>Codice di classificazione CND</b>       | Y033306      |
| <b>Repertorio Dispositivi Medici</b>       | 2001093      |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>       | 03.33.06.021 |
| <b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b> | 04.33.06.021 |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Alimentazione</b>             | 220 / 50 Hz      |
| <b>Cavo di alimentazione</b>     | 5 Mt             |
| <b>Classificazione elettrica</b> | Classe I Tipo BF |
| <b>Fusibile</b>                  | T1A 250V         |
| <b>Pressione erogata</b>         | 55 - 120 mmHg    |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Uscita d'aria</b>       | <i>8/9 l/min.</i>                                 |
| <b>Rumorosità</b>          | <i>20 - 25 dB</i>                                 |
| <b>Tempo di un ciclo</b>   | <i>10-15-20-25 Minuti regolabile</i>              |
| <b>Peso Max paziente</b>   | <i>200 Kg</i>                                     |
| <b>Protezione</b>          | <i>IP21</i>                                       |
| <b>Tempo di deflazione</b> | <i>Circa 15 Secondi Variabile</i>                 |
| <b>Confezionamento</b>     | <i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i> |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Materasso</b> | <i>Nylon + TPU</i> |
| <b>Coperta</b>   | <i>Nylon + PU</i>  |

**DIMENSIONI**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensioni compressore</b> | <i>30 x 13,5 x 11 Cm</i> |
| <b>Dimensioni materasso</b>   | <i>200 x 86 Cm</i>       |
| <b>Numero elementi</b>        | <i>20</i>                |
| <b>Altezza elementi gonfi</b> | <i>21 Cm</i>             |
| <b>Elementi microforati</b>   | <i>8</i>                 |

**COMPONENTI**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| LAR404 – Materasso Nylon / TPU | LAR712 - Compressore PIUMA UP 4 |
|--------------------------------|---------------------------------|