

Codice prodotto: I36-03050

Nome commerciale: Little Family Pack QCPR PELLE SCURA

Il Little Family Pack QCPR è una soluzione didattica che permette di avere un set manichini composto da un torso adulto, uno pediatrico e lattante corpo intero, dotati di sistema di feedback della Qualità della RCP che, in conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova Apps CPR Learner e CPR Instructor disponibile sia per Android sia per Iphone.



Il Little Family Pack è disponibile in una comoda custodia con le ruote – per un facile trasporto e stoccaggio.

E' costituito dai seguenti manichini

Manichino Little Baby QCPR

Il Little Baby QCPR è un manichino a corpo intero, dotato di testa, collo e mascella mobili, di dimensioni reali, anatomicamente corretto per programmi di addestramento alla RCP pediatrica. Presenta orifizi orali e nasali realistici per la corretta ventilazione. Realistica compressione del torace con sollevamento dello stesso durante la ventilazione corretta.

Il Little Baby QCPR è ideale anche per coloro che vogliono “rinfrescare” la propria conoscenza della RCP, sia tra due corsi che come programma di aggiornamento a casa.

Il Little Baby QCPR simula un neonato di tre mesi, con fisiologia ed anatomia nella media ed è concepito per un addestramento realistico alla rianimazione di base (BLS), principalmente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l'eliminazione di ostruzioni delle vie respiratorie provocate da corpi esterni.

Caratteristiche

Ostruzione naturale delle vie respiratorie

Tratti del viso realistici e mascella mobile

Complicanze simili all'uomo alle ventilazioni e compressioni

Sollevamento del torace durante le ventilazioni

Nuove vie aeree più resistenti e ancora più facili da detergere e sostituire

Punti di repere realistici per l'individuazione del punto di compressione

Simulazione del soffocamento/ostruzione delle vie respiratorie da corpo estraneo

Manichino Little Anne QCPR

Il manichino Little Anne QCPR è un mezzo busto facile e leggero, ideale per il trasporto. Ha un'anatomia del torace realistica al fine di individuare facilmente i punti di repere (cartilagine tiroidea, processo xifoideo, ombelico) oltre a sensori interni per il rilascio di feedback sulla Q-CPR. Il Sistema si interfaccia per la lettura dei parametri della Qualità della Rianimazione Cardio-Polmonare attraverso la Apps QCPR Feedback Solution completamente gratuita e disponibile per SmartPhone Android e Apple. La Apps registra frequenza e profondità delle compressioni, completo rilascio e tempo di inattività (hands off) in modalità wireless.

Accesso orale e nasale realistici per addestrare ad una ventilazione corretta.

Apertura delle vie aeree mediante manovre di ipertensione del capo e sollevamento del mento o su sublussazione della mandibola.

Conveniente e igienico, con vie aeree monouso a valvola unidirezionale e i visi staccabili, per ridurre il rischio di infezioni alle vie respiratorie e riducono il tempo necessario alla pulizia.

Caratteristiche

Ostruzione naturale delle vie respiratorie

Tratti del viso realistici e mascella mobile

Complicanze simili all'uomo alle ventilazioni e compressioni

Innalzamento del torace durante le ventilazioni

Riferimenti realistici per l'individuazione del punto di compressione

Conferma sonora delle compressioni eseguite correttamente

Manichino Little Junior QCPR

Little Junior QCPR è un manichino pediatrico torso idoneo e facile da trasportare, con tutti i riferimenti essenziali per l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base.

Ha un'anatomia del torace realistica al fine di individuare facilmente i punti di repere (cartilagine tiroidea, processo xifoideo, ombelico) oltre a sensori interni per il rilascio di feedback sulla Q-CPR. Il Sistema si interfaccia per la lettura dei parametri della Qualità della Rianimazione Cardio-Polmonare attraverso la Apps QCPR Feedback Solution completamente gratuita e disponibile per SmartPhone Android e Apple. La Apps registra frequenza e profondità delle compressioni, completo rilascio e tempo di inattività (hands off) in modalità wireless.

Accesso orale e nasale realistici per addestrare ad una ventilazione corretta.

Conveniente e igienico, le vie respiratorie monouso a valvola unidirezionale e i visi staccabili, evitano il rischio di infezioni alle vie respiratorie e riducono il tempo necessario alla pulizia.

Caratteristiche

Testa e mandibola mobili

Espansione del torace durante le ventilazioni

Riferimenti anatomici per torace e addome

Sensazioni realistiche nella compressioni del torace se eseguite correttamente

Contenuto della confezione:

- n. 1 Little Anne QCPR
- n. 1 Little Junior QCPR
- n. 1 Little Baby QCPR
- n. 3 tappetini per la formazione
- n. 10 oggetti che simulano il corpo estraneo (da usare solamente con Little Baby QCPR)
- n. 6 confezioni x 3 fazzolettini per manichino
- n. 3 Istruzioni per l'Uso (1 per manichino)
- n. 1 maschera facciale di ricambio per Little Junior (oltre quella in dotazione nel manichino)
- n. 1 maschera facciale di ricambio per Little Anne (oltre quella in dotazione nel manichino)
- n. 2 pile stilo per Little Anne QCPR
- n. 2 pile stilo per Little Junior QCPR
- n. 2 pile stilo per Little Baby QCPR (già installate nel manichino)
- n. 1 via aerea di ricambio per Little Junior (oltre quella in dotazione nel manichino)
- n. 1 via aerea di ricambio per Little Anne (oltre quella in dotazione nel manichino)
- n. 6 vie aeree di ricambio per Little Baby QCPR (oltre quella in dotazione nel manichino)
- n. 1 Little Family Pack valigia da trasporto (trolley)

QCPR Feedback Solutions



NEW QCPR Instructor App

With this app the instructor gets a performance overview of up to 30 manikins simultaneously. Using their own observations and the objective feedback from the app, the instructor can quickly and effectively coach the learners to improve.



NEW QCPR Learner App

This app can be used by the learner and first aid instructors to practice on their own. Multiple learners can also use the app to coach each other.




Features	Tablet	Learner App	Instructor App	PC MBR Register	SmartPad Plus Subsystem
QCPR Feedback	X	X	X	X	X
Compressor depth	X	X	X	X	X
Compressor rate	X	X	X	X	X
Rescue	X	X	X	X	X
Manikin volume	X	X*	X*	X	X
Flow Fraction	X	X*	X*	X	X
Heart Placement	X	X*	X*	X	X
New 2017 AHA Feedback Requirements	X	X*	X*	X*	X*
Manikin	X	X	X	X	X
Wireless Connectivity	X	X	X	X	X
Bluetooth Training	X	X	X	X	X
Assessment	X	X	X	X	X
Full Displaying Details	X	X	X	X	X
Session Timeline	X	X	X	X	X
Score	X	X	X	X	X
Report Data	X	X	X	X	X
Updated to match volume	X	X	X	X	X

*Not when used with Little Anne QCPR and/or Little Junior QCPR
 *iOS and Android only
 *Needs internet standard for app feedback requirement
 *Needs internet internet for app feedback requirement