

Luna 2


Confortevole e pratico



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata

Dati tecnici Luna 2



Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

Confortevole e pratico


La particolarità di questo letto è la possibilità di posizionare la rete a due (1-2) differenti altezze.

- Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
- Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
- Altezza regolabile di 410 mm
- Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
- Telecomando con chiave di blocco
- Portata massima: kg.175 (paziente e materasso)
- Rete parte testa regolabile elettricamente
- Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi
- 2 paia di barre laterali in legno

- L'asta sollevamaterassi può essere posizionata sia a destra che sinistra
- Tutte le 4 ruote sono frenanti
- Pannelli in legno eleganti
- Di facile montaggio/smontaggio
- Il kit da trasporto è incluso

La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, il Luna 2 soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.



Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



Information for the visually impaired is available upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgica - 03/2016