

**mediland srl**

sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:  
via Freguglia, 2  
20122 Milano



## CARROZZINA M202

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** Carrozzina standard ad autospinta M202

**CODICE ISO:** 12.22.03.003

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

**Cod. 700290 Nr.2412124**

**Cod. 700291 Nr.2412125**

**Cod. 700292 Nr.2412126**

**Cod. 700293 Nr.2412128**

**Cod. 700294 Nr.2412129**

**CND:** Y122106

**CODICE PRODOTTO:**

#### DESCRIZIONE

Indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità.

Carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori, con corrimano, telaio pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Doppia crociera
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica.
- Ruote posteriori fisse 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza
- Appoggipiedi separati in metallo (alluminio)



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

mediland srl

sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:  
via Freguglia, 2  
20122 Milano



- Larghezza seduta cm 41 - 43 - 46 - 48 - 51 cm
- Portata massima Kg. 130
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.

**Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione**

**OPTIONAL:**

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Prolunga schienale
- Tavolo con incavo avvolgente

Codice	Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza schienale (cm)	Peso (kg)	Peso massimo utente (kg)
700290	57.8	28.5	41	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.4	130
700291	60.2	28.5	43	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.6	130
700292	62.8	28.5	46	23	49.5	89.5	107	45.5	42	18.9	130
700293	65.2	28.5	48	23	49.5	89.5	107	45.5	42	19.1	130
700294	67.8	28.5	51	23	49.5	89.5	107	45.5	42	19.3	130

**CONFORMITA':**

**Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

