

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0033\_CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Carrozzina leggera ad autospinta.  
- telaio pieghevole stabilizzante in alluminio verniciato.  
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo.  
- occhiello per facilitare l'alzata del paziente.  
- appoggiagambe ribaltabili e estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana.  
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza.  
- ruote per passaggi stretti di serie.  
- rivestimento in nylon lavabile.  
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida.  
- telo seduta completo di copertura viti.  
- ruote posteriori da 24"  
- ruote anteriori da 8"

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15530016	CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT 16"/40 cm BD/RDM: 1663858 CND: Y122106
15530017	CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT 17"/43 cm BD/RDM: 1663862 CND: Y122106
15530018	CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT 18"/46 cm BD/RDM: 1663866 CND: Y122106
15530020	CARROZZINA MILLENIUM III LIGHT 20"/50 cm BD/RDM: 1663870 CND: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore VERDE

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 40/43/46/50 cm  
Ingombro Massimo: +18 cm  
Ingombro da Chiusa: 28 cm  
Ingombro Senza Ruote: +17 cm  
Profondità Seduta: 40 cm  
Profondità Totale: 103 cm - 112 cm  
Profondità Senza Pedane: 78 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm - 48 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm  
Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm  
Distanza Schienale-Bracciolo: 3 cm - 12 cm  
Altezza Tot: 84 cm - 89 cm

Peso 16 kg

Portata massima 130 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15992019 - Ruote posteriori da 12" transito  
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile  
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 151090XX - Sedile WC  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio