

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 03.02.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MOV355x	Lettino da visita medica 3 sezioni RYGEL ginecologico
---------	---

Destinazione d'uso

I letti da visita medica Moretti sono destinati all'utilizzo nella diagnosi e nei trattamenti fisioterapici di breve durata.

Caratteristiche principali

Lettino a tre sezione con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 70° e pediera ad abbattimento manuale fino a 90°. Struttura perimetrale in tubolare rettangolare, acciaio verniciato, gambe fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguento classe 1IM. Bacinella INOX raccogli liquidi estraibile. Reggicocce anatomico in PU stampato orientabili

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34873
Codice di classificazione CND	Y181207
RDM	2205697

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Peso Max	180 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Rivestimento	Similpelle
Imbottitura	Poliuretano densità 25

DIMENSIONI

Dimensioni piano	185 x 60 x 83 cm
Ingombro di larghezza (con reggicocce)	78 cm
Peso	36 Kg
Tubolare perimetrale	50 x 25 mm

VARIANTI	
MOV350BLU – Blu	MOV350B – Bianco
MOV350N – Nero	