

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

PRODOTTO DI FISIOTERAPIA ADATTO A RECUPERARE LA FUNZIONALITÀ COMPROMESSA DA TRAUMI.

8 SALUTE E REHAB

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

1

Intensità erogabile con diffusore flessibile

120 Gauss di media

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

Rete

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 296

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM L
- 1 Solenoide flessibile mm 330x110
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



· CONFIGURAZIONE DISPONIBILE G3947



CE
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



STIM LOCK



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Piccole fratture

Grandi fratture

Osteoartrite cervicale

Dolore schiena

Osteoporosi

Artrosi

Artrite

Epicondillite

