

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE ADATTO A TRATTARE I PRINCIPALI DISTURBI OSTEO ARTICOLARI. ANCORA PIÙ SEMPLICE DA UTILIZZARE CON LA NUOVA FUNZIONE EASY PROGRAM.

16 SALUTE E REHAB | 10 ESTETICA E FITNESS

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 140 Gauss di media per canale
- 280 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 296

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Solenoide flessibile mm 330x110
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- G3216 MAGNUM XL con 1 solenoide flessibile
- G4279 MAGNUM XL con 2 solenoidi soft



CE
0476



EASY PROGRAM



LAST 10



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



OPZIONE NOLEGGIO



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL

MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE E REHAB

Frattura

Frattura spalla

Frattura avambraccio

Frattura tibia

Frattura polso

Ritardo consolidamento frattura

Infiammazione cuffia rotatori

Tunnel carpale

Dolore schiena

Artrosi

Osteoporosi

Osteoartrite cervicale

Osteoartrite mano

Osteoartrite spalla

Osteoartrite colonna

ESTETICA E FITNESS

Drenaggio

Cellulite

Stati edematosi

Gonfiore gambe

Trattamento riattivante

Rigenerazione tissutale

Acne

Cicatrici

Rughe facciali

Smagliature