

# NT-180



DEFIBRILLATORE



- APPLICAZIONI
- EMERGENZA
- LUOGHI PUBBLICI
- SCUOLE
- TEATRI
- PALESTRE
- CENTRI COMMERCIALI
- AEREI / NAVI / TRENI
- PARCHI DIVERTIMENTO

## NT-180 HeartPlus™

NT-180 (HeartPlus™) è un defibrillatore semiautomatico esterno che può riavviare il battito cardiaco nei pazienti con arresto cardiaco improvviso (SCA). NT-180 (HeartPlus™) è un dispositivo medico di emergenza adatto per le società sportive, per i luoghi pubblici come scuole, teatri, palestre, stadi, centri commerciali, farmacie, aerei, navi da crociera ed in generale in tutti i luoghi di aggregazione. Questo prodotto è portatile con funzionamento a batteria. È leggero e di facile utilizzo in quanto l'utente è guidato in tutte le fasi mediante chiari comandi vocali e spie luminose sul pannello frontale. Il defibrillatore semiautomatico esterno NT-180 (HeartPlus™) può essere usato su pazienti adulti e bambini; è sufficiente selezionare la modalità "adulto" o "bambino" tramite apposito pulsante. Dopo aver applicato gli elettrodi al paziente, il defibrillatore esegue l'analisi del ritmo cardiaco ECG ed identifica la necessità o meno di erogare una scarica elettrica. Tutti i dati dell'intervento sono registrati nella sua memoria interna. Tramite apposito software è possibile acquisire tali dati (parametri ECG e suoni ambientali) a PC.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Batteria
- Coppia di Elettrodi da collegare alla batteria (idonei sia per adulti sia per bambini)
- Borsa per trasporto
- Asciugamano
- CD-ROM
- Cavo USB

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Energia erogata	180J (adulto con impedenza di 50 Ω) / 50J (bambino con impedenza 50 Ω)
Tempo di carica per erogare la scarica	meno di 13 secondi
Metodo di erogazione scarica	tramite pulsante manuale
Funzionamento	tramite istruzioni visive ed acustiche all'operatore
Alimentazione	batteria non ricaricabile (LiMnO2)
Autonomia batteria	180 scariche a 25°C, 130 scariche a 0°C
Test automatico di controllo batteria	1 al giorno
Anni di garanzia della batteria	5 (confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente)
Acquisizione dati	archivio dei dati di analisi e dei suoni ambientali nella memoria interna
Anni di garanzia degli elettrodi	2 (confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente)
Grado di protezione	IPX2
Peso	kg 1.9 (batteria inclusa)
Dimensioni (LxPxH)	cm 29.3 x 29.1 x 7.1
Anni di garanzia	5
Cartone di spedizione	1



### CODICE

NT-180 \_\_\_\_\_ NT-180 HeartPlus™  
 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO  
 Distributore per l'Italia: CA-MI srl

