

## TEKRA LIFE

Tekra LIFE rappresenta una novità unica nel campo del **trattamento del dolore e della cura degli inestetismi della pelle**. Questo dispositivo consente di utilizzare **TECAR TERAPIA** di tipo resistivo. Riattiva e promuove i meccanismi di autoriparazione corporei. L'applicazione, possibile immediatamente a seguito di un trauma, può essere ripetuta più volte al giorno grazie all'assenza di controindicazioni o effetti collaterali. **Come funziona?** La Tekra LIFE applica, nella zona trattata, il principio della resistenza che genera un flusso di cariche elettriche già presenti nei tessuti sotto forma di ioni. La corrente viene creata attraverso il movimento di attrazione e repulsione delle particelle elettriche. Questa azione porta ad una intensa stimolazione cellulare, a vasodilatazione e all'aumento della temperatura interna, **innescando velocemente i naturali processi riparativi dell'organismo**. In tal modo Tekra LIFE consente una **rapida diminuzione del dolore, il veloce assorbimento degli edemi**. **Tekra LIFE è in grado di stimolare la produzione di nuovo tessuto connettivo rendendolo adatto anche ad applicazioni estetiche.**



### DOTAZIONE DI BASE

- Manipolo bipolare
- Crema TEKRA
- Alimentatore
- Manuale d'uso
- Valigia da trasporto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V – 50/60Hz

Potenza: 30W

Numero canali d'uscita: 1 resistivo

Numero programmi: 15 programmi preimpostati 5 Liberi

Frequenza di lavoro: 500KHz Resistivo

### APPLICAZIONI

- Traumatologia muscolare
- Patologie articolari
- Algie acute
- Algie croniche
- Trattamento cellulite
- Trattamento rughe viso
- Acne