

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR PIXEL

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: *Rehasense Sp. Z o.o Ul.*
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Athlon SL



CODICE ISO: 12.06.09.003

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - PRBRL700 Nr: 2524068/R -
PRWBL700 Nr: 2524069/R - PRCBL700 2524070/R

CND: Y122109

CODICE PRODOTTO:

| | |
|----------|----------------------------------|
| PRBRL700 | ROLLATOR PIXEL, MARRONE |
| PRWBL700 | ROLLATOR PIXEL, NERO & BIANCO |
| PRCBL700 | ROLLATOR PIXEL, NERO & CHAMPAGNE |

DESCRIZIONE

L'agile rollator da interni per la casa, ultraleggero e realizzato in alluminio PIXEL è stato progettato appositamente per l'uso interno. L'elegante rollator è dotato della chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" che garantisce che non si apra una volta piegato e dispone di un ampio vassoio che, all'occorrenza, può essere utilizzato come pratico tavolino. Le ruote morbide e ammortizzate e l'innovativo telaio flessibile consentono di superare facilmente piccoli ostacoli come le soglie delle porte. Questa elegante soluzione di mobilità è disponibile in tre splendidi design.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Ampio vassoio lavabile in lavastoviglie

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



- Pratica borsa in rete per cellulare, occhiali, cosmetici, medicinali e telecomando, ecc.
- Borsa in tessuto rimovibile
- Impugnatura morbida e confortevole
- Barra di controllo del freno di sicurezza con ampia impugnatura
- Maniglia facile da usare e facilmente regolabile in altezza (86-97 cm)
- Utilizzo come tavolino: il design consente di farlo scorrere facilmente sotto o sopra il letto, il divano, ecc.
- La forcella integrata impedisce al rollator PIXEL di incastrarsi e di graffiare i mobili.
- Ruote TPE, ruote anteriori e posteriori da 6”
- Dimensioni vassoio 43x33 cm
- Dimensioni ripiegato 91x54x27 cm

| Peso | Peso massimo utente | Altezza sedile | Larghezza sedile | Larghezza da chiuso | Larghezza totale | Distanza tra le maniglie | Altezza maniglie |
|--------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 5.2 kg | fino a 110 kg | 64 cm | 54 cm | 27 cm | 54 cm | 56 cm | 86-97 cm |

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



REV 01_2024

