

ROLLATOR GHIBLI UP



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in alluminio a telaio pieghevole
 Seduta regolabile in altezza
 Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
 Dotato di un appoggio per la schiena
 4 Ruote da 7,3": 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio
 Facile da chiudere e trasportare

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15605700	ROLLATOR GHIBLI UP	2088911	Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

SPECIFICHE TECNICHE

ROLLATOR GHIBLI UP

Colore	BORDEAUX
Dimensioni	Larghezza: 62 cm Profondità: 63 - 80 cm Regolazioni altezza seduta da terra: 46 cm, 48 cm, 54 cm, 56 cm, 61 cm Altezza manopole da terra: da + 34 a + 41 cm rispetto all'altezza della seduta Profondità seduta: 30 cm Larghezza seduta: 33 cm (44 cm spazio reale) Altezza schienale da seduta: 21 cm Dimensioni borsa portaoggetti: 33 x 19 cm
Peso	7,5 Kg
Portata massima	113 Kg