

# ROLLATOR ROLLY PUSH



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in alluminio verniciato indicato per uso esterno, dotato di sistema frenante a pressione  
 Sistema frenante innovativo che tramite l'applicazione di pressione sulle manopole consente la discesa di un puntale in grado di frenare il rollator  
 Impugnature ergonomiche regolabili in altezza  
 Ruote da 6": 2 anteriori piroettanti e 4 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio  
 Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti  
 Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15605800	ROLLATOR ROLLY PUSH	2088935	Y120606

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

# ROLLATOR ROLLY PUSH

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	NERO/ROSSO
<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 62 cm Profondità: 66 cm Altezza manopole da terra: 88 - 100 cm Altezza seduta da terra: 57 cm Profondità seduta: 33 cm Larghezza seduta: 35 cm (45 spazio reale) Altezza schienale da seduta: 25 cm Dimensioni cestino: 40 x 23 cm
<b>Peso</b>	7 Kg
<b>Portata massima</b>	100 Kg