

# ROLLATOR ROLLY SLIM



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in alluminio verniciato per passaggi stretti, indicato per uso esterno  
 Dimensioni ridotte per consentire il passaggio in ambienti stretti  
 Impugnature ergonomiche regolabili in altezza  
 4 Ruote da 7,3": 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio  
 Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15605600	ROLLATOR ROLLY SLIM	2088894	Y120606

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

## SPECIFICHE TECNICHE

# ROLLATOR ROLLY SLIM

<b>Colore</b>	NERO/VERDE
<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 50 cm Profondità: 68 cm Altezza manopole da terra: 82 - 90 cm Altezza seduta da terra: 53 cm Profondità seduta: 33 cm Larghezza seduta: 25 cm (34 cm spazio reale) Altezza schienale da seduta: 22 cm Dimensioni cestino: 29 x 23 cm
<b>Peso</b>	7 Kg
<b>Portata massima</b>	136 Kg