

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.07.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS999	Tavolo servitore 2 piani regolabile in altezza
-------	--

*Destinazione d'uso*

Tavolini per letto degenza.

**Caratteristiche principali**

I tavolini per letto degenza MOPEDIA sono destinati a persone che hanno difficoltà motorie, principalmente allettati ove si prevede il consumo dei pasti a letto o in poltrona. Vassoi realizzati con la struttura in acciaio e piano laminato. Regolabile in altezza con molla per sollevamento automatico. Versione a due piani di cui uno inclinabile

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31220
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y1803
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	124322

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Piano</b>	Laminato plastico

**DIMENSIONI**

<b>Piano grande</b>	80 x 39 Cm
<b>Piano piccolo</b>	57 x 45 Cm
<b>Altezza</b>	79 – 114 Cm
<b>Peso supportato</b>	25 Kg