

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy
mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR EXPLORER

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Rehasense Sp. Z o.o Ul.
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Explorer

CODICE ISO: 12.06.09.003

CND: Y122109

**CODICE PRODOTTO E REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409
266/2005)**



legge

L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

ERBOL600	ROLLATOR EXPLORER, MARRONE ALU, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 cm
ERBOM550	ROLLATOR EXPLORER, MARRONE ALU, MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 cm

ERBOL600 Nr: 2528423/R- ERBOM550 Nr: 2528426/R

DESCRIZIONE

EXPLORER è il modello di rollator più sportivo progettato e realizzato appositamente per l'uso all'aperto. Il telaio flessibile offre una maggiore flessibilità sui terreni accidentati. La funzione brevettata "Click & Safe" garantisce la massima tranquillità, impedendo al rollator di aprirsi una volta piegato per essere riposto, sollevato o trasportato.



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di blocco
- Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza
- Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe".
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, la parte anteriore e laterale del telaio e le maniglie
- Ampia scelta di accessori come cinghie per lo schienale, borse, sedile comfort, ombrello per rollator

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	9.2 kg	fino a 200 kg	62 cm	53 cm	25 cm	70 cm	55 cm	Large da 91 a 112 cm
Medium	9 kg		53 cm					Medium da 78 a 90 cm

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev_01_2024

