

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy
mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR SPACE LX

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: *Rehasense Sp. Z o.o Ul.*
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Space LX

CODICE ISO: 12.06.09.003

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

LRBLL60UK Nr: - 2523986/R - LRCGL60UK Nr: 2523989/R -

LRSGM55UK Nr: 2523992/R - LRCGM55UK Nr: 2523994/R

- LRBLM55UK Nr: 2523996/R

CND: Y122109

CODICE PRODOTTO:

LRBLL60UK	ROLLATOR SPACE LX, BLU, LARGE
LRCGL60UK	ROLLATOR SPACE LX, CHAMPAGNE, LARGE
LRSGM55UK	ROLLATOR SPACE LX, GRIGIO, MEDIUM
LRCGM55UK	ROLLATOR SPACE LX, CHAMPAGNE, MEDIUM
LRBLM55UK	ROLLATOR SPACE LX, BLU, MEDIUM

DESCRIZIONE

Il rollator SPACE LX combina un design intuitivo, linee pulite e leghe di materiali altamente performanti. Il telaio leggero lo rende molto agevole da spingere, sollevare e spostare, sia internamente che esternamente. Fascia schienale e portabastoni incluso. Disponibile in due taglie.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole.
- Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



i piedi.

- Maniglie di spinta regolabili in altezza a posizione multipla
- Freni di marcia e posizione a leva chiusa
- Ruote 200x35 cm antiforatura con gommatura morbida
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza
- Appoggipiedi separati in plastica
- Portata massima 150 Kg
- Maniglia per il trasporto ergonomica che permette il perfetto bilanciamento dei pesi
- Clip di sicurezza che permette la chiusura e apertura sicura dell'ausilio
- Borsa removibile con portata 5 kg

OPTIONAL:

- Campanello
- Luci di posizione
- Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta)
- Seduta imbottita
- Freno azionabile con una mano sola (destra o sinistra)
- Su richiesta ulteriori colori del telaio (Champagne e Grigio antracite)
- Borsa per il trasporto

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	5.8 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	22cm	62 cm	56 cm	80 - 102 cm
Medium	5.7 kg		55 cm					72 - 85 cm

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

