

SCHEMA TECNICA

WI_ST 1019_SCOOTER FELIX

NOME PRODOTTO SCOOTER FELIX

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Scoter classico di dimensioni medie, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età.
- 4 Ruote pneumatiche con battistrada largo che garantisce un miglior confort
 - Piantone dello sterzo regolabile in profondità
 - Sedile con schienale abbattibile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta
 - Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
 - 1 Spicchetto retrovisore
 - Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
 - Clacson e cicalino di avviso retromarcia
 - Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
 - Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
 - Cestino portaoggetti anteriore di serie
 - Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

M4P6 RED

DESCRIZIONE

SCOOTER FELIX ROSSO BRILLANTE
BD/RDM: 1660395
CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Wu's Tech Co., Ltd
NO. 225 Yuan Pier St., Hsin-Chu
Taiwan

MANDATARIO

Drive DeVilbiss Healthcare Limited
healthfield Lane, Birkenshaw, West Yorkshire
BD 11 2HW - Regno Unito

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

ST WI_ST 1019_SCOOTER FELIX
REV. 1 - 19/12/2019

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO BRILLANTE SILVER
Dimensioni	Ingombro: 67 cm Profondità totale: 137 cm Velocità massima: 10 km/h Pendenza superabile: 6° Ostacolo superabile: 6 cm Autonomia: 30 km ¹ Pneumatici anteriori e posteriori: 12" x 4" ¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
Peso	76 kg senza batteria 109 Kg con 2 batterie 50 Ah
Portata massima	135 kg
Alimentazione Elettrica	Batterie: 12V 50 Ah Motore: 700 W 4800 rpm Centralina: Dynamic Rhino II S-Drive 70 Ah

Accessori e Ricambi

Cod. S37-061-00100 - Bauletto
Cod. S37-005-00800 - Portabastone
Cod. SPFCFS001 - Cappottina pieghevole Scooterpac
Cod. 94018036 - Cestino posteriore

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio