

KSP Italia srl

Via dell'Artigianato 1 - 06031 Bevagna (PG)
Tel. 0742.361947 - Fax 0742.361946
E.mail: ksp@kspitalia.com
Web: www.kspitalia.com



Art. E 415 – POLTRONA RELAX con POGGIAGAMBE

Descrizione:

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche.

Sedile, schienale, braccioli e poggiatesta imbottite in espanso indeformabile e rivestiti in materiale plastico lavabile – Ignifugo

Colori Blu avio e Grigio

Movimentazioni regolabili mediante spintori a gas azionati con leve di comando posizionate sotto i braccioli.

Regolazione del poggiatesta sincronizzata alla movimentazione dello schienale.

Dimensioni:

Dimensioni d'ingombro - posizione "seduta" : cm 83 x 62 x 146 h

Altezza schienale: cm. 100

Altezza seduta da terra: cm. 46

Profondità seduta: cm. 45

Larghezza seduta: cm. 50

Altezza braccioli: cm. 61

Imballo e trasporto:

n° 1 collo

Imballo standard: in scatola di cartone Dimensioni cm. 92 x 64 x 105 h Peso KG. 28

Durante il trasporto l'orientamento del prodotto deve essere mantenuto in accordo alle indicazioni ed alle scritte presenti sulla superficie esterna dell'involucro

Destinazione d'uso:

Destinato ad essere utilizzato in ambiente ospedaliero, ambulatoriale o nelle comunità come elemento di arredo.

Sono esclusi usi diversi da quelli espressamente sopra indicati.

Pulizia:

Eseguibile con panno inumidito con acqua e detergente neutro. Non è consentito l'uso di getti d'acqua a pressione, acidi, prodotti corrosivi e sostanze abrasive.

Rispondenza a Norme:

- alla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81.08.
- alla normativa CE