

# Twin-light

R O L L A T O R



larghezza totale	570 mm
profondità sedile	200 mm
larghezza sedile	390 mm
altezza sedile	540 mm
altezza totale	760 - 950 mm
lunghezza totale	570 mm
peso totale	3 kg
portata massima	130 kg
ruote	113 mm
colore	grigio di carbonio

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate.



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

**Vermeiren Italia S.R.L.** - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia

Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - [www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Mobilità illimitata