

# WJ 600/1500/3000

BILANCIA DA LABORATORIO PROFESSIONALE



MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
WJ600	01093WJ6	600g	d=0,01g e= 0.1g	Ø 113mm
WJ1500 *	01093WJ15	1500g	d=0.02g e= 0.2g	143x123mm
WJ3000 *	01093WJ30	3000g	d=0.05g e= 0.5g	143x123mm

Accessori inclusi: Alimentatore, batteria ricaricabile, RS 232, livella, piedini regolabili, vetrina paravento, Garanzia 2

OPTIONAL	CODICE	SERVIZI OPTIONAL	CODICE
Stampante etichettatrice LP50 (compreso software Label Editor)	01131H	Omologazione	AOMOL
Visore remoto ED	01093WR	Certificato prove elettriche	APREL
		Certificato taratura pesi accredita	ACOSIT
		Estensione Garanzia 5 anni	AGAES

## FUNZIONI

Peso netto/lordo tara sottrattiva, funzione alta risoluzione x10,7 unità di misura (g, ct, oz, ozt, dwt, t, gn).  
Contapezzi, peso %, Calibrazione digitale esterna,  
Segnale acustico sovraccarico, Autozero, Autoff programmabile.  
Versione omologata: unità misura (g,ct)

\* I modelli WJ1500 e WJ3000 hanno la visualizzazione temporanea di 5 sec del valore centesimale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Omologazione:</b>	Direttiva metrica NAWI classe di precisione II
<b>Struttura:</b>	Struttura in ABS con con tastiera a rilievo con membrana meccanica impermeabile, piano di pesatura in acciaio inox lavabile
<b>Dimensioni mm:</b>	Totale (w) 200 x (L) 225 (h) 80, Versione WJ600 piatto Ø113; WJ1500-3000 piatto 143x123mm;
<b>Visore:</b>	Grande LCD retroilluminato 25mm a 5 cifre
<b>Alimentazione:</b>	Alimentatore esterno 12V o batterie ricaricabili (30 ore durata)
<b>Packaging:</b>	1pcs Dimensioni (w) 320 x (L) 320 x (h) 115mm, Peso netto 1,3kg; Peso lordo circa 2,4kg



Stampante etichettatrice LP50



Visore remoto ED