

CARROZZINA X-Light Reclining

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Carrozzina ad autospinta in alluminio con telaio a doppia crociera e schienale reclinabile
- Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
 - Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
 - Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
 - Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
 - Regolazione del baricentro
 - Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione regolabile
 - Rivestimento in nylon lavabile
 - Schienale reclinabile dinamicamente, regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
 - Seduta regolabile in altezza e profondità
 - Sedile dotato di cuscino in gommapiuma
 - Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
 - Appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
 - Cintura Pelvica inclusa
 - Poggiatesta, pedane elevabili e cuscino premium con cuneo divaricatore disponibili come accessori

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15554010	CARROZZINA X-Light Reclining 16"/40 cm	1988327	Y122106
15554310	CARROZZINA X-Light Reclining 17"/ 43 cm	1988330	Y 122106
15554610	CARROZZINA X-Light Reclining 18"/ 46 cm	1988333	Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DATI REGOLATORI

CARROZZINA X-Light Reclining

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO e ROSSO
Dimensioni	<p>Larghezza seduta: 50/55/60/65/70 cm</p> <p>Ingombro massimo: +20 cm</p> <p>Ingombro da chiusa: 34 cm</p> <p>Ingombro senza ruote: +19 cm</p> <p>Profondità seduta: 40 cm - 48 cm</p> <p>Profondità totale: 101 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 115 cm</p> <p>Profondità senza pedane: 80 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 85 cm (regolazione schienale max)</p> <p>Distanza seduta-pedana: 35 cm - 50 cm</p> <p>Altezza schienale: 43 cm - 50 cm</p> <p>Reclinazione Schienale: 90° - 154°</p> <p>Altezza posteriore seduta: 40 cm - 52 cm</p> <p>Altezza anteriore seduta: 46 cm - 51 cm</p> <p>Altezza bracciolo: 23 cm - 29 cm</p> <p>Distanza schienale-bracciolo: 1 cm - 10 cm</p> <p>Altezza Tot: 90 cm - 110 cm</p>
Peso	22,66 Kg
Portata massima	120 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

1554991x Alzagambe elevabile

15549920 Cuscino Premium con divaricatore

1554992x Poggiatesta