

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0020_CARROZZINA TRANSIT BRAVA

NOME PRODOTTO CARROZZINA TRANSIT BRAVA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina da transito leggera.

- telaio in alluminio verniciato
- freni posti direttamente sulle maniglie di spinta per facilitare l'utilizzo dell'accompagnatore
- ruote antiribaltamento per una maggior sicurezza
- braccioli ribaltabili ed estraibili
- rivestimento in nylon lavabile
- appoggiatesta ribaltabili, estraibili, intra ed extra ruotabili
- pedane regolabili in altezza, dotate di cinturino ferma tallone
- ruote posteriori da 12"
- ruote anteriori da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15391016	CARROZZINA BRAVA 16"/ 40 cm BD/RDM: 1307203 CDN: Y122103
15391017	CARROZZINA BRAVA 17"/43 cm BD/RDM: 1307231 CDN: Y122103
15391018	CARROZZINA BRAVA 18"/ 46 cm BD/RDM: 1307233 CDN: Y122103
15391020	CARROZZINA BRAVA 20"/ 50 cm BD/RDM: 1307235 CDN: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +16 cm
Ingombro da Chiusa: 26 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 101 cm - 104 cm
Profondità Senza Pedane: 78 cm
Distanza Seduta-Pedana: 43 cm - 50 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 48 cm
Altezza Anteriore Seduta: 50 cm - 54 cm
Altezza Bracciolo: 27 cm
Altezza Tot: 94 cm

Peso 13,5 Kg

Portata massima 115 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio