

## CUSCINO PER LORDOSI E ANTIDECUBITO

**Ref. CA-104**



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

### Descrizione

Cuscino dorso-lombare ideale per il sostegno della lordosi e la prevenzione del decubito, realizzato in fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in cotone 100% sanforizzato. Dispositivo dotato di duplice velcro per fissaggio sullo schienale della carrozzina. Studiato per garantire il massimo sostegno a livello lombare, grazie al diametro maggiorato della sezione in corrispondenza della lordosi, e assicurare il mantenimento nella posizione corretta della colonna vertebrale.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione combinata per il sostegno della lordosi e nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone che necessitano che passano gran parte del tempo in posizione seduta

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	CA-104	327976
Codice Nomenclatore Tariffario	12.22.91.712	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2004	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	45 x 60 cm
Peso	60 gr
Materiale fodera	100% cotone Saniforizzato da 300 gr/m <sup>2</sup>
Interno	Fibra cava siliconata

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	 Lavabile alla temperatura massima di 40° con detersivi neutri  Non candeggiare  Non centrifugare  Non stirare
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CA-104	Cuscino per lordosi e antidecubito	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	10/03/2021	Aggiornamento caratteristiche descrittive e funzionali

