

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.009 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1384625/R










CODICE Nr: 854793

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 178 mm (7”), anteriori piroettanti, posteriori fisse con sistema frenante a leva.
 Impugnatura maniglie anatomica, telaio pieghevole grazie al sistema a doppio bloccaggio-sbloccaggio.



Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse da 7” (mm 178)
 In duralluminio anodizzato
 Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91
 Larghezza totale cm 62
 Lunghezza totale cm 54
 Peso kg 4,1
 Portata massima kg 136

								
cm 62	cm 54	cm 43	Da cm 81 a cm 91	cm 82 x cm 14 x cm 61	Kg 4,1	Kg 136	7” (mm 178)	7” (mm 178)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

