

CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina leggera da transitto
 Telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera
 Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
 Appoggiamambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
 Seduta e schienale in Nylon lavabile
 Ruotine per passaggi stretti di serie
 Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
 Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15361016	CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT 16"/ 40 cm - Grigio	1988285	Y122103
15361017	CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT 17"/ 43 cm - Grigio	1988290	Y122103
15361018	CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT 18"/ 46 cm - Grigio	1988292	Y122103
15361019	CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT 19"/ 48 cm - Grigio	1988294	Y122103
15361020	CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT 20"/ 50 cm - Grigio	1988295	Y122103

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
---------------	--------

CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT

Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46/48/50 cm Ingombro massimo: +15 cm rispetto la seduta Ingombro Senza Ruote: +15 cm (leva freno) Ingombro da Chiusa: 27 cm Profondità Seduta: 40 cm Profondità Totale: 95 cm - 100 cm Profondità Senza Pedane: 72 cm Distanza Seduta-Pedana: 38 cm - 50 cm Altezza Schienale: 40 cm Altezza Posteriore Seduta: 51 cm Altezza Anteriore Seduta: 49 cm - 52 cm Altezza Bracciolo: 24 cm - 31 cm Altezza Tot: 95 cm
Peso	15 Kg
Portata massima	120 Kg

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

ACCESSORI E RICAMBI

15994040 Poggiatesta per carrozzina misura 40 cm
15994043 Poggiatesta per carrozzina misura 43 cm
15994046 Poggiatesta per carrozzina misura 46 cm
15994050 Poggiatesta per carrozzina misura 50 cm
15991000 Tavolino
5301 Cintura pettorale
5303 Cintura pettorale a corpetto



CARROZZINA EASY LIGHT TRANSIT

5304 Cintura pettorale a scudo