

# CARROZZINA EASY LIGHT



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina leggera ad autospinta  
 Telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera  
 Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili  
 Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone  
 Seduta e schienale in Nylon lavabile  
 Ruotine per passaggi stretti di serie  
 Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile  
 Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15351016	CARROZZINA EASY LIGHT 16"/ 40 cm - Grigio	1988272	Y122106
15351017	CARROZZINA EASY LIGHT 17"/ 43 cm - Grigio	1988277	Y122106
15351018	CARROZZINA EASY LIGHT 18"/ 46 cm - Grigio	1988279	Y122106
15351019	CARROZZINA EASY LIGHT 19"/ 48 cm - Grigio	1988280	Y122106
15351020	CARROZZINA EASY LIGHT 20"/ 50 cm - Grigio	1988281	Y122106

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
--------	--------

# CARROZZINA EASY LIGHT

<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta: 40/43/46/48/50 cm Ingombro massimo: +20 cm rispetto la seduta Ingombro Senza Ruote: +20 cm (leva freno) Ingombro da Chiusa: 32 cm Profondità Seduta: 40 cm Profondità Totale: 104 cm - 111 cm Profondità Senza Pedane: 78 cm Distanza Seduta-Pedana: 38 cm - 50 cm Altezza Schienale: 40 cm Altezza Posteriore Seduta: 46,5 cm - 50 cm (rimuovendo ruotine ascensore) Altezza Anteriore Seduta: 50 cm - 52 cm Altezza Bracciolo: 24 cm - 31 cm Altezza Tot: 93 cm (+/- regolazione ruote posteriori)
<b>Peso</b>	16 Kg
<b>Portata massima</b>	120 Kg

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

## ACCESSORI E RICAMBI

15994040 Poggiatesta per carrozzina misura 40 cm
15994043 Poggiatesta per carrozzina misura 43 cm
15994046 Poggiatesta per carrozzina misura 46 cm
15994050 Poggiatesta per carrozzina misura 50 cm
15991000 Tavolino
5301 Cintura pettorale
5303 Cintura pettorale a corpetto



# CARROZZINA EASY LIGHT

5304 Cintura pettorale a scudo