

# GYNA

Upmarket gynaecology chair with very stable structure specially designed to optimise the workspace thanks to its 120° rotation. 4 motors control height, backrest, seat and footrest inclination. Supplied as standard with reclining armrests and adjustable leg supports. The built-in foot controller allows a complete control of all the functions from any point of the chair. This version includes safety lock system and RESET function to bring the chair back to zero position. Grey PU upholstery of high quality that eases cleaning. Roll holder and legrest plastic protection included. This product is designed according to medical device regulation 2017/745

Sillón de reconocimiento ginecológico de alta gama con estructura muy estable, diseñada especialmente para optimizar el espacio de trabajo gracias a la rotación del sillón de 120°. Dispone de 4 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo, del asiento y del reposapiés. Equipado de serie con reposabrazos abatibles y soportes reposapiernas ajustables. Los pedales integrados permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla. Esta versión incluye bloqueo por seguridad y la función RESET de retorno a la posición inicial. Tapizado PU gris de alta calidad y fácil de limpiar. Portarrollos y protección de plástico para reposapiernas incluidos. Este producto está diseñado según reglamento de productos sanitarios 2017/745.

Fauteuil de gynécologie haut de gamme avec structure très stable conçu spécialement pour optimiser l'espace de travail grâce à la rotation du fauteuil à 120°. Il est équipé de 4 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier, du siège et du repose-pied. Il inclut de série des repose-bras rabattables et repose-jambes articulés réglables. Les pédales intégrées permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Cette version inclut un système de blocage pour sécurité et la fonction RESET de remise à zéro. Revêtement en PU gris de haute qualité et facile à nettoyer. Ce produit est conçu selon règlement relatif aux dispositifs médicaux 2017/745.

**Hochwertiger Gynäkologie-Stuhl mit sehr stabiler Struktur, speziell entwickelt, um den Arbeitsbereich dank seiner 120°-Drehung zu optimieren. Mit 4 Motoren, um die Höhe, Rückenlehne, Sitz- und Fußteile zu verstellen. Serienmäßig mit verstellbaren Armlehnen und verstellbaren Beinstützen ausgestattet. Die eingebaute Fußsteuerung ermöglicht eine vollständige Steuerung aller Funktionen aus jedem Punkt des Stuhls. Diese Version verfügt über Sperrtaste und RESET-Funktion, um den Stuhl in die Einstiegsposition zurückzubringen. Hochwertige graue PU-Polsterung, die die Reinigung erleichtert. Inklusive Papierrollenhalter und Beinstützen-Kunststoffschutz. Dieses Produkt wurde gemäß der Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte entwickelt.**

Poltrona ginecologica di alta qualità con struttura molto stabile appositamente progettata per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla sua rotazione di 120°. Dotata di 4 motori controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale, della seduta e del poggiatesta. Fornito di serie con braccioli reclinabili e poggiatesta regolabili. Il comando a pedale integrato consente un controllo completo di tutte le funzioni da qualsiasi punto della poltrona. Questa versione include il sistema di blocco di sicurezza e la funzione RESET per riportare la poltrona alla posizione zero. Rivestimento in PU grigio di alta qualità che facilita la pulizia. Portarotolo e protezione in plastica poggiatesta inclusi. Questo prodotto è progettato secondo il regolamento sui dispositivi medici 2017/745.

## Electric Gynecology Bed Ref. 2246EBS

Size without armrest:  
193/217 x 58 x 56/113 cm  
Size with armrest:  
193/217 x 81 x 56/113 cm  
Weight: 79 Kg  
Upholstery: PU  
Thickness mattress: 8-12 cm  
Motors: 4

- 1 Breather hole 16x12 cm
- 2 Height (up & down) 56/89cm
- 3 Adjustable and removable armrests 180°
- 4 Backrest angle 0° ~ 90°
- 5 Legrest angle 0° ~ 90°
- 6 Trendelenburg 0° ~ 13°
- 7 Gynaecology leg supports
- 8 Hand Controller Ref. HC004.RST FUNCTION
- 9 Extension parts
- 10 Rotation 60° ~ 60°

### OPTIONS

Cover COVER.BEAUTY  
Wheels No  
Paper roll holder Ref. 50080.1

### COLOURS



Packaging size cm 70 x 82 x 136  
N.W. kg 79 kg  
G.W. kg 95 kg

Loading capacity 175 kg



# GYNA

