

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 2011_LETTO ARTICOLATO LIUTO

NOME PRODOTTO LETTO ARTICOLATO LIUTO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Letto in ferro dotato di rete metallica a due movimenti
- Regolazione manuale indipendente dell'inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000092	LETTO ARTICOLATO A 2 MOVIMENTI SMONTABILE LIUTO BD/RDM: 554977 CND: Y181207
15000094	LETTO ARTICOLATO A 2 MOVIMENTI LIUTO BD/RDM: 403337 CND: Y181207

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Larghezza rete: 85 cm Larghezza massimo ingombro: 90 cm Lunghezza rete: 196 cm Lunghezza massimo ingombro: 203 cm Altezza rete da terra: 49 cm Altezza pediera: 39 cm Altezza testiera: 59 cm Schienale: regolabile da 0° a 75°
-------------------	--

Portata massima	135 KG
------------------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 15002058 - Ruote con freno
Cod. 15000036 - kit in legno senza ruote per rete smontabile
Cod. 15000036/R - kit in legno con ruote per rete smontabile
Cod. 15002000 - kit in legno senza ruote per rete intera
Cod. 15002000/R - kit in legno con ruote per rete intera

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio