

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0008_CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT

NOME PRODOTTO CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina da transito leggera e pieghevole con doppia crociera.

- telaio in alluminio verniciato blu
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- rivestimento in nylon lavabile
- schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- seduta regolabile in altezza
- ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- regolazione baricentro
- appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabile in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- ruota posteriore da 12"
- ruota anteriore da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15360014	CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT 14"/ 36 cm BD/RDM: 579546 CND: Y122103
15360016	CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT 16"/ 40 cm BD/RDM: 579546 CND: Y122103
15360017	CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT 17"/ 43 cm BD/RDM: 579546 CND: Y122103
15360018	CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT 18"/ 46 cm BD/RDM: 579546 CND: Y122103

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15360020	CARROZZINA LIGHT PLUS TRANSIT 20"/ 50 cm BD/RDM: 579546 CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza Seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro Massimo: + 20 cm Ingombro da Chiusa: 29 cm Ingombro Senza Ruote: +16 cm Profondità Seduta: 42 cm Profondità Totale: 97 cm - 101 cm Profondità Senza Pedane: 78 cm Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 50 cm Altezza Schienale: 40 cm Altezza Posteriore Seduta: 47 cm - 49 cm Altezza Anteriore Seduta: 50 cm - 52 cm Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm Distanza Schienale-Bracciolo: 3 cm - 12 cm Altezza Tot: 86 cm - 93 cm
------------	--

Peso	14,5 Kg
------	---------

Portata massima	120 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--