

## SCHEDA TECNICA N° WI H\_ST 21009\_MATERASSO ANTIDECUBITO POLYPLOT 120\_P102MPLPMHI120

<b>NOME PRODOTTO</b>	MATERASSO ANTIDECUBITO POLYPLOT 120 CON COPERTURA POLYMAILLE
----------------------	--



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	<p>I materassi Polyplot 120 sono dispositivi destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione in pazienti a basso rischio di piaghe da decubito. In poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>). Prodotto in stampo pressofuso, determina un "effetto pelle" su tutta la superficie del materasso ed assicura una maggiore durata e resistenza nel tempo. Stabilizzatori laterali di sostegno, riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente e ne facilitano entrata ed uscita dal letto. Fabbricato in monostampo ed in un unico blocco, assicura una perfetta stabilità ed adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione. Ampi canali di areazione e blocchi pressofusi indipendenti e mobili, assicurano un'ottima riduzione delle pressioni di contatto e confort per il paziente. Migliore areazione riducendo i rischi di macerazione cutanea. Angoli arrotondati per facilitare l'inserimento di supporti. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento Anti-microorganismi. Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.</p>
--	---

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito ovvero per pazienti con lesioni I-II (il richiede osservazione e riposizionamento) (EPUAP).
---------------------------	---

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P102MPLPMHI120	MATERASSO POLYPLOT 1 A 1 SEZIONE CON COPERTURA POLYMAILLE - 120 x 200 x 14 cm BD/RDM: 791996 CND: Y033306
P452PM120	TELO POLYMAILLE INTEGRALE PER POLYPLOT E VISCOFLEX - 120 x 200 x 14 cm BD/RDM: N.A. CND: N.A.

### INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia



## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	120 x 200 x 14 cm
Peso	9,5 kg
Portata massima	270 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	40 kg/m <sup>3</sup>
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	<b>Materasso:</b> pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. <b>Polymaille:</b> lavare a 95 °C; non usare candeggina; non stirare; pulire a secco con solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugabiancheria.
CFC	Completamente assente.
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone.

## Accessori e Ricambi

Cod. P452PM120 - Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 120 x 200 x 14 cm

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio