

RP540 **Rollator 4 ruote – GAYA 2.0**
Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Completo di pedane ribaltabili con poggiapiedi in plastica e cinturino fermapiedi. 4 Ruote di Ø 20 cm in PU. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente, ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza, complete di catarifrangente. Schienale reversibile per doppia funzione rollator-carrozzina. Dotato di porta bastone/stampella, seduta e borsa. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE











Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y120609</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>1661749</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.009</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>136 Kg</i>
Dimensione seduta	<i>45 x 31 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Ruote	<i>PU</i>

DIMENSIONI										
Misure in cm										
RP540	75	85÷97	55	63	52	28	9,6	20	20	Portata MAX 136