

SOLLEVATORE ELETTRICO

GEMINI N115-140 Completo di imbracatura



CARATTERISTICHE

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con cavo.
- Batteria interna ricaricabile a mezzo carica batteria interno.
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa.
- Ampia estensione del braccio per consentire la presa del paziente da terra.
- Portata 140kg.
- Imbracatura regolabile in 4 posizioni con contenimento del capo

STRUTTURA

Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
Base a bracci mobili regolabili su due posizioni a mezzo pedaliera posteriore, corredata di 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori Ø 80 mm
Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.



KSP tutto più semplice