

## SCOOTER 4 RUOTE MODELLO “LIBERTY 2” CON LUCE

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5  
- 20020 Arese (MI)

**DESCRIZIONE:** Scooter 4 ruote modello “LIBERTY 2”  
con impianto di illuminazione

**CODICE ISO** : 12.23.03.006

**CND** : Y122124

**REPERTORIO DM SSN** - (Art. 1 comma 409 legge  
266/2005) - Nr: 1399073/R



**CODICE NR:** 854539 black/apple candy red

#### DESCRIZIONE

Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS per un utilizzo ottimale e confortevole in spazi ristretti. Telaio innovativo, elegante, di estrema solidità e compattezza.

Struttura facilmente e totalmente smontabile per facilitarne il trasporto (peso complessivo kg.47).

Batterie estraibili con pratico sistema di sbloccaggio.

- Connessioni dei cavi elettrici a contatto, per non avere mai cavi scoperti.
- Sedile girevole imbottito a 360°, regolabile in altezza, schienale ribaltabile, rivestimenti in skai e tessuto.
- Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
- Dispositivo di guida (manubrio) comodo, di facile impugnatura, regolabile in inclinazione ed abbattibile.
- Pacco di 2 batterie a lunga durata, di facile montaggio-smontaggio
- Sospensioni anteriori e posteriori per una maggiore stabilità
- Dispositivo con ruotine anti-ribaltamento posteriori
- Ruote posteriori con carenatura di protezione.
- Cestino porta oggetti
- Specchietto retrovisore
- Impianto di illuminazione luce anteriore  
Posteriore con catarifrangenti













## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 7,2 km/h.
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 17 km ca.
- Raggio di sterzata cm 120
- DC24V, potenza minima 130W - massima 480W
- Comando S70
- Batterie: Nr. 2 da 18AH AGM ad acido assorbito
- Caricabatterie da 3 Ah
- Pendenza massima superabile 6° (11%)
- Freno elettromagnetico
- Ruote anteriori 8" (cm 20,32) PU SOFT scolpite
- Ruote posteriori 9" (cm 22,86) PU SOFT scolpite
- Portata massima Kg. 136

## OPTIONAL

- Dispositivo porta stampella
- Dispositivo porta bombola di ossigeno

						
cm 43	cm 40	cm 48/53	cm 37/42	cm 35	cm 76	cm 102
		P		Senza batterie		
cm 54	cm 82	136Kg	47 Kg	34 Kg		

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

## CONFORMITA'

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.  
 Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

