

# Per bambini indipendenti

## Elevazione del sedile di 350 mm

- Migliore interazione sociale
- Facile accesso a luoghi difficili: ripiani a scuola, tavoli, armadi,....



# Springer



**Colori**



C67  
Arancio



C66  
Blu

- Facile da manovrare all'interno ed all'esterno
- Sedile con lift per un miglior accesso ed integrazione sociale
- Look moderno e curato



Rotelline antiribaltamento articolate

Luci a LED anteriori e posteriori



4 ammortizzatori regolabili

Altezza da terra nella parte inferiore 80 mm

Ruote lisce anteriori e grandi ruote posteriori tassellate

**RIF. CODICE ISO**

12.21.27.009    12.24.03.163  
12.24.06.163    12.24.03.115

**NR. REPERTORIO**


in corso



2x12V-38Ah    2x200W ou 2x350W    10 km/h    23 km    10°/17%    70    1400

**Ampia scelta di opzioni e accessori.**

Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.45) e verificate la compatibilità con la tabella a pag. 100.



600    260-380    160-270    530-810\*    310-370    370-490    15°    -5/+55°    1010    80    100

\*con elevazione del sedile

90 con elevazione del sedile    50 con elevazione del sedile

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).