


AC15 Plus

Tavolino servitore



**DEGENZA
OSPEDALIERA**

Uso frequente

Degenza

Pronto soccorso



Vantaggi



- Tavolino servitore leggero.
- Telaio in acciaio verniciato su ruote girevoli.
- Pieghevole a leggio e regolabile in altezza.
- Meccanismi pneumatici.
- Capacità 10 kg.
- Doppio piano in polistirolo termoformato.
- Dimensioni utili piano appoggio 420x50 mm.
- Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm.
- Dimensioni secondo piano 420x200 mm.



Scheda tecnica



Codice CND	31220
N. progressivo/R	2107478/R
Codice Prodotto	GBP0001
Destinazione d'uso	Tavolino Multifunzione

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 193 rev.09/05/2022