

AC15 Top

Tavolino servitore



**DEGENZA
OSPEDALIERA**

Uso frequente

Degenza

Pronto soccorso



Vantaggi



- Tavolino servitore leggero;
- Telaio in acciaio verniciato su ruote girevoli;
- Cestello;
- Pieghevole a leggio e regolabile in altezza;
- Meccanismi pneumatici;
- Capacità 10 kg;
- Piano in polistirolo termoformato;
- Dimensioni utili piano appoggio 420 x 550 mm;
- Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm.

Base a "U"



Base a "C"



In alternativa è possibile scegliere le seguenti basi, a scelta e senza variazioni di prezzo

Scheda tecnica



Codice CND	31220
N. progressivo/R	2107385/R
Codice Prodotto	GBP0001
Destinazione d'uso	Tavolino Multifunzione

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 192 rev. 25/05/2022