

Tavolo di Mayo A/V singolo

Tavolo servitore per sala operatoria

1



Affidabilità, qualità
e sicurezza




USO FREQUENTE

ambulatoriale	★★★★
pronto soccorso	★★★★
Sala operatoria	★★★★
medicheria	★★★★
degenza	★★★★
trasporto	★★★★

*** = molto frequente

** = frequente

* = poco frequente



Dettaglio del sistema "Easy Drain" contro il deposito delle impurità

Vantaggi

- Struttura e materiali che consentono la disinfezione all'interno del tunnel di lavaggio;
- Piano di lavoro asportabile, imbutito con perimetro raggiato;
- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Base con raccordo in polimero "Easy Drain" contro il deposito delle impurità;
- Pedale estremamente ergonomico posto internamente alla struttura;
- Sistema di rotazione dotato di blocco di sicurezza;
- Sistema di elevazione mediante pompa idraulica, con movimento singolo, a circuito sigillato, con attivazione a pedale.

Dotazioni di serie

- Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304;
- Basamento a 4 razze a sezione circolare con puntali di sicurezza;
- 4 ruote gemellate del diametro di 75 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche;
- Ruote in polimero antitraccia;
- Range di elevazione da 935-1.300 mm;
- Grado di libertà +180°/-180°;
- Grado di sicurezza operativa +90°/-90°;
- Portata massima 30 kg.

Configurazioni disponibili



Piano d'appoggio:
Larghezza: **750 mm**
Profondità: **550 mm**
Altezza: **30 mm**

Ingombro:
Larghezza: **780 mm**
Profondità: **580 mm**
Altezza: **935/1.300 mm**

GBA0026



Piano d'appoggio:
Larghezza: **650 mm**
Profondità: **530 mm**
Altezza: **20 mm**

Ingombro:
Larghezza: **735 mm**
Profondità: **540 mm**
Altezza: **935/1.300 mm**

GBA0027

Scheda tecnica

• Dati

Codice CND	N.A.
N. progressivo/R	N.A.
Destinazione d'uso	Arredo ausiliario per sala operatoria
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.