

CARROZZINA X-Light Spring

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina ad autospinta in alluminio di alta qualità con telaio a doppia crociera e ammortizzatore a molla, per muoversi con il massimo comfort anche su terreni sconnessi.

- Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
- Regolazione del baricentro
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione regolabile
- Rivestimento in nylon lavabile
- Ammortizzatore a molla per ridurre le sollecitazioni su terreni sconnessi
- Seduta regolabile in altezza e profondità
- Schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Sedile dotato di cuscino in gommapiuma
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Appoggiatesta ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Cintura Pelvica inclusa
- Poggiatesta, pedane elevabili e cuscino premium con cuneo divaricatore disponibili come accessori
- Luce di Posizione posteriore

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15564010	CARROZZINA X-Light Spring 16"/40 cm	1988461	Y122106
15564310	CARROZZINA X-Light Spring 17"/ 43 cm	1988464	Y 122106
15564610	CARROZZINA X-Light Spring 18"/ 46 cm	1988469	Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

CARROZZINA X-Light Spring

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO e ROSSO
Dimensioni	Larghezza Seduta: 40/43/46 cm Ingombro massimo: +20 cm Ingombro Senza Ruote: +20 cm (leva freno) Ingombro da chiusa: 30 cm Profondità seduta: 40 cm - 50 cm Profondità totale: 109 cm - 112 cm Profondità senza pedane: 89 cm (+regolazione profondità seduta) Distanza seduta-pedana: 35 cm - 50 cm Altezza schienale: 45 cm - 51 cm Reclinazione Schienale: 80° - 110° Altezza posteriore seduta: 50 cm (con rimozione ruotine transito) - 54 cm Altezza anteriore seduta: 52,5 cm - 55,5 cm Altezza bracciolo: 24 cm - 31 cm Distanza schienale-bracciolo: 1 cm - 10 cm Altezza Tot: 90 cm - 110 cm
Peso	20,80 Kg
Portata massima	120 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

1554991x Alzagambe elevabile
15549920 Cuscino Premium con divaricatore
1554992x Poggiatesta