

Carrozzina bariatrica HD



Questa carrozzina è realizzata per assicurare la mobilità e il massimo confort a soggetti obesi, infatti ha una portata di 190 kg. Il telaio è realizzato in acciaio con rivestimento color argento che garantisce rifiniture antisceggiatura, la struttura della carrozzina è a doppia crociera, rinforzata in ogni sezione per garantire l'alta resistenza e la sicurezza dell'utente. La seduta e lo schienale sono eleganti e realizzati in nylon di colore nero resistente, leggero e semplice da pulire.

Le ruote posteriori in gomma piena sono del diametro di 24" regolabili in tre altezze, con asse a sgancio rapido e dotate di freno di stazionamento in alluminio, mentre il corrimano è realizzato in acciaio. Le ruote anteriori dal diametro di 8" sono piene e regolabili in tre diverse posizioni secondo le esigenze dell'utente. La carrozzina bariatrica è dotata di braccioli imbottiti estraibili per facilitare l'entrata e l'uscita dalla carrozzina. Presenta pedane estraibili e cinturini fermapièdi.

Disponibile in tre versioni con la larghezza di seduta pari a: 51, 56 e 61 cm.

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:

12.21.06.039	Carrozzina pieghevole
12.24.03.172	Braccioli ridotti per tavolo
12.24.06.175	Variazioni larghezza sedile superiore a 45 cm
12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni della forcella
12.24.21.109	Variazione perni ruote posteriori
12.24.03.118	Doppia crociera
12.24.21.106	Dispositivo estrazione rapida ruota grande

Codice articolo	← seduta	↗ seduta	↑ seduta	← aperta	↗ aperta	↑ aperta	← chiusa	📦	max
CARHD 51	51 cm	43 cm	51 - 56 cm	71 cm	102 cm	96 cm	30 cm	22,2 kg	190 kg
CARHD 56	56 cm	43 cm	51 - 56 cm	76 cm	102 cm	96 cm	30 cm	23 kg	190 kg
CARHD 61	61 cm	43 cm	51 - 56 cm	81 cm	102 cm	96 cm	30 cm	23,5 kg	190 kg

Carrozzina bariatrica SUPER



Questa carrozzina è realizzata per assicurare la mobilità e il massimo confort a soggetti obesi, infatti ha una portata massima di 400 kg. La carrozzina bariatrica SUPER è dotata di braccioli estraibili e regolabili in altezza per facilitare l'entrata e l'uscita dalla carrozzina. Presenta poggiatesta removibili e regolabili in altezza (100mm, in continuità)



Il telaio è realizzato in acciaio con verniciatura epossidica, lo chassis rigido garantisce alta resistenza e totale sicurezza per l'utente. Lo schienale reclinabile e la solida seduta in PU ad alta densità e memory foam donano il massimo comfort e garantiscono un ottimo posizionamento.

Le ruote posteriori in gomma piena o pneumatiche sono del diametro di 24" e dotate di freno di stazionamento e corrimano realizzati in acciaio. Le ruote anteriori dal diametro di 8" sono regolabili in diverse posizioni secondo le esigenze dell'utente.

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti codici ISO:

12.22.18.015	Carrozzina bariatrica
--------------	-----------------------

Codice articolo	← seduta	↗ seduta	↑ seduta	← aperta	↗ aperta	↑ aperta	↑ schienale	📦	max
CARSUPER 70	70 cm	50 cm	51 cm	94 cm	108 cm	112 cm	46 cm	32 kg	400 kg
CARSUPER 75	75 cm	50 cm	51 cm	99 cm	108 cm	112 cm	46 cm	32 kg	400 kg
CARSUPER 80	80 cm	50 cm	51 cm	104 cm	108 cm	112 cm	46 cm	32 kg	400 kg