

### Cuscino preventivo Air Pad



Air Pad è consigliato per la prevenzione antidecubito a basso rischio (*livello II EPUAP*). Fornito con cover traspirante, che garantisce il massimo confort in qualsiasi situazione ambientale, rimovibile e lavabile. La base della fodera è antiscivolo mentre la superficie superiore non genera attrito con la pelle e consente un elevato e prolungato confort. Realizzato in schiuma visco elastica, Air Pad è dotato di un sistema di auto-gonfiaggio che, senza l'utilizzo di una pompa, favorisce il corretto posizionamento realizzando una forma ergonomica capace di adattarsi alle necessità dell'utente. La quantità di aria all'interno del cuscino è regolata dalla valvola presente su un lato che permette una perfetta distribuzione del peso dell'utente, riducendo la pressione media di seduta.

### Fodera per incontinenti

Codice articolo	Descrizione	↔	↗	↕	min	max
ALLM AIRPAD40x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 40x40 cm	40 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD43x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 43x43 cm	43 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x40 cm	45 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x45	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x45 cm	45 cm	45 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD48x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 48x43 cm	48 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg

Codice articolo	Descrizione
ALLM FODAIR40	Cover Cuscino Air Pad 40x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR43	Cover Cuscino Air Pad 43x43 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45	Cover Cuscino Air Pad 45x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45LX2	Cover Cuscino Air Pad 45x45 cm per incontinenti
ALLM FODAIR48	Cover Cuscino Air Pad 48x43 cm per incontinenti

### Cuscino per carrozzina



Cuscino in schiuma per carrozine standard. Fodera in cotone rimovibile di colore nero.

Codice articolo	Descrizione
RICUS 38x40	Cuscino dimensioni 38x40 cm
RICUS 40x40	Cuscino dimensioni 40x40 cm
RICUS 40x43	Cuscino dimensioni 40x43 cm
RICUS 43x43	Cuscino dimensioni 43x43 cm
RICUS 45x45	Cuscino dimensioni 45x45 cm

### Guanti per carrozzina

2 pz  
3 misure M, L, XL  
● nero



Guanti per carrozzina realizzati in pelle, con componenti, cuciture e finiture di qualità; l'imbottitura aggiuntiva per i palmi fornisce una maggiore protezione. Oltre alla funzione protettiva, la composizione dei guanti in materiale ad elevato grip consente di aver maggiore presa sul corrimano o altre superfici lisce. È possibile sfilare i guanti tramite le cinghiette centrali o tirandoli con i denti attraverso l'apposita linguetta. Ideati per utenti emiplegici, paraplegici; utilizzati anche in ambito sportivo. Disponibile in tre misure.

Codice articolo	Descrizione	↗ totale	↔ totale	↗ palmo	↔ palmo	↗ pollice
ALLMGUACARR M	Guanti per carrozzina misura M	18 cm	10 cm	9 cm	9 cm	10 cm
ALLMGUACARR L	Guanti per carrozzina misura L	19 cm	10 cm	9,5 cm	9,5 cm	10,5 cm
ALLMGUACARR XL	Guanti per carrozzina misura XL	19 cm	11 cm	10 cm	10 cm	11,5 cm

### Corrimano PLUS: extra grip - Large



da 22" e 24"  
∅ 50 | 55,2 cm  
↔ 3 cm  
1 pz  
6 piastri




Corrimano in alluminio, gommato con inserto ultrasoft che garantisce un extra grip per una migliore presa della mano. Le dimensioni del corrimano, grazie ad una larghezza di 3 cm, escludono il contatto delle dita con i raggi della ruota prevenendo infortuni, ferite e lesioni. Particolarmente indicato per bambini ed utenti nella prima fase di riabilitazione, è universale perché montabile su cerchi standard tramite attacco a sei piastri.

Disponibile in due modelli:  
per ruote di diametro 22" e 24".

Codice articolo	Descrizione
RICT22 PLUS	Corrimano da 22" PLUS: extra grip - Large
RICT24 PLUS	Corrimano da 24" PLUS: extra grip - Large

### Corrimano gommato ad alto grip da 24"



∅ 24"  
1 pz  
6 piastri attacco

Corrimano con diametro di 24": alto grip per assicurare un'ottima presa, attacco con 6 piastri.

Codice articolo	Descrizione
RICT 24	Corrimano gommato ad alto GRIP da 24"

### Copri corrimano


#### Gommato da 22" e 24"



Per ruote da 22" e 24" in silicone ad alto grip.

Codice articolo	Descrizione
RICG 22	Copri corrimano gommato 22"
RICG 24	Copri corrimano gommato 24"

#### Gommato da 24" con scanalatura



∅ 24"  
1 pz

Per ruote da 24", in silicone ad alto grip e con scanalatura per una migliore aderenza delle mani.

Codice articolo	Descrizione
RICG SCAN24	Copri corrimano gommato da 24" con scanalatura